

Rheomat R 120

- Rotationsrheometer zum Messen der Viskosität nach ISO und DIN.
- Das Viskometer zeichnet sich durch einfachste Handhabung und einen großen Messbereich aus.
- Drei fest voreingestellte Drehzahlen
- Nur ein Messsystem, daher keine Fehlermöglichkeit bei der Messsystemauswahl.
- Die Anzeige der Viskosität in Pas oder mPas.

Einsatzgebiete

- schnelle Viskositätsmessung
- Wareneingangskontrolle
- Qualitätssicherung
- u. v. m.

Technische Daten

Messprinzip	Rotationsviskosimeter
Drehzahl Bereich	20 bis 1000 min ⁻¹
Drehmomentbereich	bis 10,0 mNm
Viskositätsbereich	20 mPas bis 10 ⁶ mPas (abhängig vom Messsystem)

Der R120 wird im Set mit Messsystem und Ladegerät in einem Koffer geliefert.

Der Lieferumfang des Sets umfasst:

- Viskosimeter
- Netzteil
- ein proRheo Messsystem
- Transportkoffer

